


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Csnk1E 토끼 다클론 항체 - P49674

품목 번호: CM0018770



소개

인간 CSNK1E(카제인 키나아제 I 아이소폼 엡실론)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 생체시계 및 Wnt 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] CSNK1E 토끼 pAb
비고/별칭	CKIε; HCKIε; CKIεpsilon; IE
종	인간
GeneID (인간)	1454
GeneID	1454
면역원	인간 CSNK1E(NP_689407.1)의 아미노산 247-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49674
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩