

Wb 및 Elisa용 항-Csnk1G1 토끼 다클론 항체 - Q9Hcp0

품목 번호: CM0028073



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CSNK1G1 토끼 다클론 항체. Wnt 신호 전달에 관여하는 세린/트레오닌 키나아제인 인간 카세인 키나아제 I 아이소폼 감마-1을 표적으로 합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSNK1G1 토끼 pAb
비고/별칭	CK1gamma1; CSNK1G1
종	인간
유전자 ID (인간)	53944
유전자 ID	53944
면역원	인간 CSNK1G1 (NP_071331.2)의 아미노산 298-422에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HCP0
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩