


Anti-Csnk1G2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P78368

품목 번호: CM0025091



소개

카제인 키나아제 I 아이소폼 감마-2(CSNK1G2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 CSNK1G2를 검출하며 Wnt 신호 전달 및 키나아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSNK1G2 토끼 pAb
비고/별칭	CK1g2; CSNK1G2
종	인간
유전자 ID (인간)	1455
유전자 ID	1455
면역원	인간 CSNK1G2(NP_001310.3)의 아미노산 316-415번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P78368
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩