

Wb, Elisa용 항-Csnk1G3 다클론 항체 - Q9Y6M4

품목 번호: CM0016586



소개

CamelBio의 토끼 항-인간 CSNK1G3 다클론 항체(pAb)는 WB 및 ELISA를 통해 카제인 키나제 I 감마-3을 검출하며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 나타내어 Wnt 신호전달 및 키나제 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSNK1G3 토끼 pAb
비고/별칭	CSNK1G3L; CKI-감마 3; CSNK1G3
종	인간
GeneID(인간)	1456
GeneID	1456
면역원	인간 CSNK1G3(NP_001026982.1)의 아미노산 304-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Y6M4
단백질 분자량	51kDa
배송	얼음팩