

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Csnk2A2 폴리클로날 항체 - P19784

품목 번호: CM0023027



소개

인간 CSNK2A2 (CK2α')에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 CSNK2A2를 검출합니다. 세포 주기, 세포 사멸 및 전사 조절 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSNK2A2 Rabbit pAb
비고/별칭	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1459
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 CSNK2A2 (NP_001887.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P19784
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)