


Wb 및 Elisa용 항-Csnk2A2 토끼 다클론 항체 - P19784

품목 번호: CM0023459



소개

인간 및 마우스 CSNK2A2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원이 특이성을 보장합니다. 키나아제 신호전달, 세포주기 및 세포사멸 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSNK2A2 토끼 pAb
비고/별칭	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
종	인간
GeneID (인간)	1459
GeneID	1459
면역원	인간 CSNK2A2 (NP_001887.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P19784
단백질 분자량	41kDa
운송	아이스 팩