

Wb, Elisa용 항-Cspp1 다클론 항체 - Q1Msj5

품목 번호: CM0028688

소개

인간 CSPP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 중심체 방추극 연관 단백질 1을 검출합니다. 세포주기 및 섬유증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSPP1 토끼 pAb
비고/별칭	CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1
종	인간
유전자ID (인간)	79848
유전자ID	79848
면역원	인간 CSPP1 (NP_079066.5)의 아미노산 962-1221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q1MSJ5
단백질 분자량	146kDa
배송 방식	아이스백