

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Csrnp1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96S65

품목 번호: CM0024804

소개

인간 CSRNP1 (AXUD1, TAIP-3)를 표적하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 세포자멸사 및 전사 조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSRNP1 Rabbit pAb
비고/별칭	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
종	인간
GeneID	64651
면역원	인간 CSRNP1 (NP_149016.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96S65
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백