

Wb, Elisa용 항-Csrp2 다클론 항체 - Q16527

품목 번호: CM0024937

소개

인간 CSRP2(CRP2/LMO5/SmLIM)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간 및 생쥐와 반응합니다. 혈관 생물학 및 평활근 세포 분화 연구에서 WB와 ELISA 응용 분야에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSRP2 토끼 pAb
별칭	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
종	인간
유전자ID (인간)	1466
유전자ID	1466
면역원	제조항 단백질: 인간 CSRP2 (NP_001312.1)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q16527
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백