

Anti-Csrp2Bp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8E8

품목 번호: CM0028707

소개

CSRP2BP Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 쥐에 대한 반응성을 가집니다. 크로마틴 재구성 및 세포 주기 진행에 관여하는 ATAC 히스톤 아세틸기전이효소 복합체의 서브유닛인 Cysteine-rich protein 2-binding protein (KAT14/ATAC2)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSRP2BP Rabbit pAb
비고/별칭	ATAC2; CRP2BP; CSRP2BP; PRO1194; dJ717M23.1
종	인간
GeneID (Human)	57325
면역원	인간 CSRP2BP (NP_065397.3)의 아미노산 523-782에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9H8E8
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백