


Anti-Csrp3 Rabbit Polyclonal Antibody - P50461

품목 번호: CM0028185



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 Anti-CSRP3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 근육 분화 및 심장 기능에 필수적입니다. 심근병증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CSRP3 Rabbit pAb
비고/별칭	CLP; MLP; CRP3; LMO4; CMD1M; CMH12; CSRP3
종	Human
GeneID (Human)	8048
GeneID	8048
면역원	제조합 단백질 인간 CSRP3 (NP_003467.1)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P50461
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백