

Wb, Elisa용 Anti-Cst1 폴리클로널 항체 - P01037

품목 번호: CM0030771

소개

CST1 Rabbit pAb는 인간 시스타틴-SN(~14 kDa)을 검출하며, 이는 분비형 시스테인 단백질 분해 효소 억제제입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 타액, 눈물, 소변 및 정액 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CST1 Rabbit pAb
비고/별칭	CST1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1469
유전자 ID	1469
면역원(Immunogen)	인간 CST1 (NP_001889.2)의 아미노산 20-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01037
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)