

Anti-Cst6 (Cystatin-M) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15828

품목 번호: CM0027740



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 CST6 (Cystatin-M)를 표적으로 하는 고친화성 토끼 다클로널 항체입니다. 표피 각화 및 모낭 생물학 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CST6 Rabbit pAb
비고/별칭	ECTD15; CST6
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	1474
GeneID	1474
면역원(Immunogen)	인간 CST6 (NP_001314.1)의 아미노산 29-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
응용(Applications)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q15828
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스백