

Wb, Elisa용 Anti-Cst8 Rabbit Polyclonal Antibody - O60676

품목 번호: CM0017140

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CST8 rabbit polyclonal antibody입니다. 인간 CST8를 인식하며 마우스와 교차 반응합니다. 정자 발달 및 부고환 기능 연구에 적합합니다. SWISS: O60676.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CST8 Rabbit pAb
비고/별칭	CRES; CTES5; CST8
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10047
면역원(Immunogen)	인간 CST8 (NP_005483.1)의 아미노산 53-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O60676
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)