


Wb, Elisa용 Anti-Cstb 폴리클로날 항체 - P04080

품목 번호: CM0027847



소개

인간 CSTB(Cystatin-B)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 티올 프로테아제 억제제입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경퇴행, 간질 및 프로테아제 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSTB Rabbit pAb
비고/별칭	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
종	인간
GeneID (Human)	1476
GeneID	1476
면역원	인간 CSTB (NP_000091.1)의 아미노산 1-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P04080
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백