


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cstb 토끼 다클론 항체 - P04080

품목 번호: CM0022576



소개

11kDa 세포 내 티올 단백질분해효소 억제제인 인간 시스타틴-B(CSTB)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 면역원: 재조합 단백질(아미노산 1-98).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSTB 토끼 pAb
비고/별칭	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; CSTB
종	인간
유전자 ID	1476
면역원	인간 CSTB의 아미노산 1-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000091.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04080
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩