


Cstf1 항-토끼 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q05048

품목 번호: CM0024955



소개

인간 CSTF1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사체 3'-말단 처리 및 폴리아데닐화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSTF1 토끼 pAb
비고/별칭	CstF-50; CstFp50; CSTF1
종	인간
GeneID (인간)	1477
GeneID	1477
면역원	인간 CSTF1 (NP_001315.1)의 아미노산 1-220에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05048
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백