

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cstf2 토끼 다클로날 항체 - P33240

품목 번호: CM0027721



소개

mRNA 3' 말단 처리의 핵심 인자인 CSTF2 (CstF-64)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 폴리아데닐화 및 절단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSTF2 Rabbit pAb
비고/별칭	CstF-64; CSTF2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1478
GeneID	1478
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 사람 CSTF2 (NP_001316.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P33240
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)