

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cstf2T 다클론 항체 - Q9H0L4

품목 번호: CM0026348

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 CSTF2T 토끼 다클론 항체. 생식세포에서 AAUAAA 비의존성 mRNA 폴리아데닐화에 관여하는 핵 단백질인 인간 및 생쥐 CSTF2T와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CSTF2T 토끼 pAb
비고/별칭	CstF-64T; CSTF2T
종	인간
GeneID (인간)	23283
GeneID	23283
면역원	인간 CSTF2T (NP_056050.1)의 아미노산 420-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9H0L4
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스백