

Wb, Elisa용 Anti-Ctb4A 폴리클로널 항체 - Q0Jf76

품목 번호: CM0022646

소개

Oryza sativa의 CTB4a (LRR-PK1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 식물 수용체 유형 키나제 및 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTB4a Rabbit pAb
비고/별칭	LRR-PK1; CTB4a
종	Oryza sativa
GeneID	4335004
면역원	Oryza sativa CTB4a의 아미노산 32-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (Q0JF76)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q0JF76
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스 팩