


Anti-Ctbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13363

품목 번호: CM0016416



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 CtBP1 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 전사 억제, 골지체 구조 및 갈색 지방 분화 연구에 이상적입니다. - Q13363

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CtBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	BARS; HADDTS; CtBP1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1487
유전자 ID	1487
항원(Immunogen)	CtBP1 (NP_001319.1)의 아미노산 121-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13363
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)