

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ctbp2 Rabbit Monoclonal Antibody - P56545

품목 번호: CM0002233



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 고도로 특이적인 CTBP2 토끼 단일클론항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. 전사 코리프레서 및 시냅스 스캐폴드 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTBP2 Rabbit mAb
비고/별칭	CTBP2; C-terminal-binding protein 2
종	인간
GeneID (인간)	1488
GeneID	1488
면역원	합성 펩타이드, 인간 CTBP2 (P56545)의 아미노산 346-445에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56545
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백