

Wb 및 Elisa용 Anti-Ctcf1 토끼 다클로날 항체 - Q8Ni51

품목 번호: CM0024703

소개

사람 CTCFL (BORIS/CT27)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절, 프린팅(imprinting), 암-고환 항원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTCFL Rabbit pAb
비고/별칭	CT27; BORIS; CTCF-T; HMGB1L1; dJ579F20.2; CTCFL
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	140690
유전자 ID	140690
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 CTCFL (NP_001255970.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q8NI51
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)