

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ctgf 폴리클로널 항체 - P29279

품목 번호: CM0018192

소개

인간 CTGF (CCN2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 랫트와 교차 반응합니다. 결합 조직, 골 형성 및 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTGF Rabbit pAb
비고/별칭	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
종	인간(Human)
유전자 ID	1490 (인간)
항원	합성 펩타이드 (인간 CTGF의 aa 100-200, NP_001892.2)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	P29279
단백질 분자량	38 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)