

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ctgf 폴리클론항체 - P29279

품목 번호: CM0016908

소개

인간 CTGF에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드 CTGF를 인식합니다. 결합 조직 연구, 연골세포 분화, 골형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTGF Rabbit pAb
비고/별칭	CTGF; NOV2; HCS24; IGFBP8
종 특이성	인간
GeneID (Human)	1490
GeneID	1490
면역원	인간 CTGF (NP_001892.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P29279
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백