

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ctip1/Bcl11A 단일클론 항체 - Q9H165

품목 번호: CM0012184



소개

인간 CTIP1/BCL11A (Q9H165)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 쥐와 교차반응합니다. 글로빈 전환, B-세포 발달, 염색질 재구성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] CTIP1/BCL11A Rabbit mAb
비고/별칭	EVI9; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
종	인간
GeneID (인간)	53335
GeneID	53335
면역원	재조합 단백질 / 인간 CTIP1/BCL11A (Q9H165)의 아미노산 401-589에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9H165
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백