

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ctip2/Bcl11B 단클론 항체 - Q9C0K0

품목 번호: CM0003336

소개

CTIP2/BCL11B에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람 및 마우스와 반응합니다. T세포 발달 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수       | 값                                                                                                                                     |
| 제품명        | CTIP2/BCL11B 토끼 mAb                                                                                                                   |
| 비고/별칭      | ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B |
| 종          | 사람                                                                                                                                    |
| 유전자ID (사람) | 64919                                                                                                                                 |
| 유전자ID      | 64919                                                                                                                                 |
| 면역원        | 합성 펩타이드                                                                                                                               |
| 공급원        | 토끼                                                                                                                                    |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                                                                                |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스                                                                                                                               |
| SWISS      | Q9C0K0                                                                                                                                |
| 단백질 분자량    | 96kDa                                                                                                                                 |
| 배송         | 아이스백                                                                                                                                  |