

Anti-Ctip2/Bcl11B 토끼 다클론 항체 (Wb용) - Q9C0K0

품목 번호: CM0019304

소개

인간 CTIP2/BCL11B (Q9C0K0)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. T세포 분화 및 생존의 핵심 조절인자, 종양억제인자, 전사 억제인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CTIP2/BCL11B 토끼 pAb                                                                                                                   |
| 비고/별칭       | ATL1; RIT1; CTIP2; IMD49; CTIP-2; IDDFSTA; SMARCM2; ZNF856B; ATL1-beta; ATL1-alpha; ATL1-delta; ATL1-gamma; hRIT1-alpha; CTIP2/BCL11B |
| 종           | 인간                                                                                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 64919                                                                                                                                 |
| 유전자 ID      | 64919                                                                                                                                 |
| 면역원         | 인간 CTIP2/BCL11B (NP_612808.1)의 아미노산 190-310번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                                                      |
| 출처          | 토끼                                                                                                                                    |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                                                                |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                                                                           |
| SWISS       | Q9C0K0                                                                                                                                |
| 단백질 분자량     | 96kDa                                                                                                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                                                                                                  |