

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Ctnna3 토끼 다클론 항체 - Q9Ui47

품목 번호: CM0024645

소개

인간 CTNNA3(알파 T-카테닌)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTNNA3 토끼 pAb
비고/별칭	VR22; ARVD13; CTNNA3
종	인간
유전자ID (인간)	29119
유전자ID	29119
면역원	인간 CTNNA3 (NP_001278062.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI47
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스팩