


Wb 및 Elisa용 Anti-Ctnnbip1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nsa3

품목 번호: CM0003071



소개

Wnt 경로 음성 조절자인 인간 CTNNBIP1 (ICAT)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역원: N-말단 펩타이드 (1-81); 9 kDa 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTNNBIP1 Rabbit mAb
비고/별칭	ICAT; CTNNBIP1
종	인간
GeneID (인간)	56998
GeneID	56998
면역원	인간 CTNNBIP1 (Q9NSA3)의 아미노산 1-81에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NSA3
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스백