

## Wb, If/Icc 및 Elisa용 항Ctnnbl1 다클론 항체 - Q8Wya6

품목 번호: CM0030416



### 소개

사람, 마우스 및 래트에서 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 CTNNB1 토끼 다클론 항체입니다. 스플라이싱 및 체세포 고돌연변이 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CTNNB1 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭   | NAP; P14L; IMD99; PP8304; C20orf33; dJ633O20.1; CTNNB1         |
| 종       | 사람                                                             |
| 유전자 ID  | 56259                                                          |
| 면역원     | 사람 CTNNB1(NP_110517.2)의 아미노산 264-563에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성  | 사람, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS   | Q8WYA6                                                         |
| 단백질 분자량 | 65kDa                                                          |
| 배송 방식   | 아이스백                                                           |