

Wb, Elisa용 Anti-Ctnnd2 다클론 항체 - Q9Uqb3

품목 번호: CM0013402

소개

재조합 단백질(aa 966-1225)을 사용하여 제조한 인간 CTNND2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 랫드에 교차 반응합니다. 신경 발달 및 Wnt 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTNND2 토끼 pAb
비고/별칭	GT24; NPRAP; CTNND2
종	인간
GeneID (Human)	1501
GeneID	1501
면역원	인간 CTNND2(NP_001323.1)의 아미노산 966-1225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q9UQB3
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백