


Anti-Ctp Synthase / Ctps 모노클로널 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P17812

품목 번호: CM0003582



소개

인간 CTP synthase/CTPS를 표적으로 하는 토끼 모노클로널 항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 피리미딘 대사 및 면역 세포 증식 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CTP synthase / CTPS Rabbit mAb
비고/별칭	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTP synthase / CTPS
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1503
GeneID	1503
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17812
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백