

Anti-Ctrl/Ctrl1 Rabbit Monoclonal Antibody - P40313

품목 번호: CM0003105

소개

WB, IF, IHC 및 ELISA용 인간 CTRL (CTRL1)에 대한 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성이 입증되었습니다. 예상 분자량은 28 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 매개변수   | 값                                            |
| 제품명    | CTRL Rabbit mAb                              |
| 비고/별칭  | CTRL1; CTRL                                  |
| 종      | Human                                        |
| GeneID | 1506                                         |
| 면역원    | 인간 CTRL (P40313)의 아미노산 165-264에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원    | Rabbit                                       |
| 카테고리   | Monoclonal Antibodies                        |
| 애플리케이션 | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                       |
| 교차 반응성 | Human, Mouse, Rat                            |
| SWISS  | P40313                                       |
| 단백질 무게 | 28kDa                                        |
| 배송     | 아이스백                                         |