


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ctsc 폴리클로날 항체 - P53634

품목 번호: CM0025322



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 CTSC 토끼 폴리클로날 항체. 면역 세포 활성화 및 피부 장벽 기능에 관여하는 리소좀 프로테아제인 인간 및 마우스 디펩티딜 펩티다제 1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTSC Rabbit pAb
비고/별칭	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPPI; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
종	인간
유전자 ID (인간)	1075
면역원	인간 CTSC (NP_001805.3)의 아미노산 25-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P53634
단백질 무게	15kDa/16kDa/52kDa
배송	아이스백