


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ctsf 토끼 다클론 항체 - Q9Ubx1

품목 번호: CM0016727



소개

인간 CTSF(카텝신 F)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 단백질 분해 및 종양 침습에서 리소좀 티올 프로테아제 역할에 대한 연구를 위해 개발되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTSF 토끼 pAb
비고/별칭	CATSF; CLN13; CTSF
종	인간
유전자 ID (인간)	8722
유전자 ID	8722
면역원	인간 CTSF (NP_003784.2)의 아미노산 270-484에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UBX1
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩