

Anti-Ctsh 토끼 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - P09668

품목 번호: CM0026651



소개

Western blot 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-CTSH 토끼 폴리클론항체로, 사람, 쥐, 래트에 교차반응성을 보입니다. 단백질 분해에 관여하는 리소솜 시스테인 프로테아제인 프로-카텝신 H를 표적합니다. 리소솜 기능 및 프로테아제 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTSH Rabbit pAb
비고/별칭	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
종	사람
GeneID (사람)	1512
GeneID	1512
면역원	재조합 단백질 사람 CTSH (NP_004381.2)의 아미노산 23-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트
SWISS	P09668
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백