


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ctss Rabbit Polyclonal Antibody - P25774

품목 번호: CM0021035



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 Anti-CTSS Rabbit Polyclonal Antibody; 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응함. MHC class II 항원 제시 및 가려움 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CTSS Rabbit pAb
비고/별칭	CTSS
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	1520
Gene ID	1520
면역원(Immunogen)	인간 CTSS (NP_004070.3)의 아미노산 115-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P25774
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	Ice bag