

Anti-Ctsv (Cathepsin L2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O60911

품목 번호: CM0026638



소개

인간 CTSV (cathepsin L2)에 특이적인 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응성을 보입니다. 각막 생리학 및 프로테아제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTSV Rabbit pAb
비고/별칭	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
종	인간
유전자 ID (인간)	1515
유전자 ID	1515
면역원	재조합 단백질 인간 CTSV (NP_001324.2)의 아미노산 105-334 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60911
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩