

Wb, Elisa용 항-Ctu2 다클론 항체 - Q2Vpk5

품목 번호: CM0014744

소개

인간 CTU2(세포질 tRNA 2-황화 단백질 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 랫드 샘플에 대한 반응성이 확인되었습니다. 예측 분자량은 56 kDa입니다. tRNA 변형 및 번역 정확도 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CTU2 Rabbit pAb
비고/별칭	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
종	인간
GeneID (인간)	348180
GeneID	348180
면역원	인간 CTU2(NP_001012777.1)의 아미노산 186-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q2VPK5
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백