

Wb 및 Elisa용 항-Cuedc1 토끼 다클론 항체 - Q9Nwm3

품목 번호: CM0023877



소개

인간 CUEDC1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차반응성을 나타냅니다. CUE 도메인 단백질 연구 및 단백질체학 연구에 이상적입니다. - Q9NWM3.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CUEDC1 토끼 pAb
종	인간
유전자ID (인간)	404093
유전자ID	404093
면역원	인간 CUEDC1 (NP_001258804.1)의 아미노산 187-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9NWM3
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩