

Anti-Cul4B 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q13620

품목 번호: CM0017218



소개

인간 CUL4B에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 샘플에서 CUL4B를 검출합니다. 유비퀴틴화 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CUL4B Rabbit pAb
비고/별칭	SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B
종	인간
GeneID (인간)	8450
GeneID	8450
면역원	인간 CUL4B (NP_003579.3)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13620
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백