


Wb, Elisa용 Anti-Cul5 폴리클로날 항체 - Q93034

품목 번호: CM0029594



소개

CUL5 토끼 폴리클로날 항체는 사람, 마우스, 쥐에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 스캐폴드 단백질인 컬린-5를 검출합니다. 유비퀴틴화 및 프로테아좀 분해 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CUL5 토끼 pAb
비고/별칭	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
종	사람
GeneID (사람)	8065
GeneID	8065
면역원	사람 CUL5 (NP_003469.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q93034
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백