


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cullin 1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13616

품목 번호: CM0023203



소개

인간 Cullin 1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 반응성을 보입니다. 유비퀴틴-프로테아좀 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cullin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	CULL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
종	인간
유전자 ID	8454 (Human)
면역원	인간 Cullin 1 (NP_003583.2)의 아미노산 435-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13616
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백