


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-쿨린 1 토끼 다클론 항체 - Q13616

품목 번호: CM0020066



소개

인간 Cullin-1 (CUL1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 신호 전달에서 SCF 유비퀴틴 리게이스 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	쿨린 1 토끼 pAb
비고/별칭	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
종	인간
유전자ID	8454
면역원	인간 쿨린 1 (NP_003583.2)의 아미노산 435-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13616
단백질 분자량	90kDa
배송 방법	아이스백