

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cullin 2 (Cul2) 토끼 단일클론 항체 - Q13617

품목 번호: CM0008925



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 Cullin 2 (CUL2) 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 약 87/89 kDa 밴드를 검출합니다. 유비퀴틴화 및 HIF-1 α 분해 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Cullin 2 토끼 mAb
비고/별칭	CUL2; cullin-2; Cullin 2
종	인간
유전자 ID (인간)	8453
유전자 ID	8453
면역원	인간 Cullin 2 (Q13617)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13617
단백질 분자량	87 kDa/89 kDa
배송	아이스팩