

Wb, If/Icc, Elisa용 항쿨린 2 토끼 다클론 항체 - Q13617

품목 번호: CM0026001



소개

인간 Cullin 2(CUL2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. E3 유비퀴틴 리가아제 복합체, HIF 조절 및 프로테아좀 분해 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cullin 2 토끼 pAb
비고/별칭	CUL2; cullin-2; Cullin 2
종	인간
유전자 ID (인간)	8453
유전자 ID	8453
면역원	인간 Cullin 2 (NP_001185708.1)의 아미노산 40-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13617
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스 팩