

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cullin 3 단일클론 항체 - Q13618

품목 번호: CM0002943



소개

Cullin 3 Rabbit 단일클론 항체 (Q13618), WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. cullin-RING E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 코어 스캐폴드. 유비퀴틴화 경로 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cullin 3 Rabbit mAb
비고/별칭	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
종	인간
유전자 ID (인간)	8452
유전자 ID	8452
면역원	인간 Cullin 3 (Q13618)의 아미노산 669-768 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13618
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백