

Anti-Cullin 3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13618

품목 번호: CM0020254



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 인간 Cullin 3 (CUL-3, PHA2E)에 대한 토끼 다클로널 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 유비퀴틴화 및 프로테아좀 경로 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cullin 3 Rabbit pAb
비고/별칭	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8452
면역원	인간 Cullin 3 (NP_003581.1)의 아미노산 569-768에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13618
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백