

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), Elisa용 Anti-Cullin-4A Rabbit Monoclonal Antibody - Q13619

품목 번호: CM0009111



소개

인간 Cullin-4A(CUL4A)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 88 kDa 단백질을 인식하며, 유비퀴틴화 및 DNA 수복 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cullin 4A Rabbit mAb
비고/별칭	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
종	인간
GeneID (인간)	8451
GeneID	8451
면역원	인간 Cullin 4A (Q13619)의 아미노산 660-759번에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13619
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백